

Gants d'examen en NITRILE



- Gant nitrile non poudré non stérile
- Gant ambidextre
- Sans latex
- Hypoallergénique
- Bord roulé au poignet pour un enfilage facile
- Texturé pour une meilleure adhérence



Caractéristiques :

L'absence de poudre évite tout risque d'allergie ou d'irritation.

Excellente résistance aux produits chimiques et aux bactéries

Très résistant à la perforation.

Conditionnement : boîte distributrice de 100 gants

Tailles disponibles

- Small 6/7

- Medium 7/8

- Large 8/9

- X-Large 9/10

Normes :

- Conforme aux normes EN 455, EN 374, ISO 11193, ASTM D6319 (USA) et ASTM F1671



LHL Luxembourg SA • Société Anonyme au capital de 31000 €
22 avenue de la Liberté • BP 1057 • L - 1010 Luxembourg
Tél: +352 202 115 03 • Fax: +352 202 115 04
IBAN LU12 0030 4893 8049 0000 • BIC BGLULL • TVA LU25435986
RC Luxembourg B 168 528 • Autorisation d'Etablissement n°10026665/0