

Masque Chirurgical



Ce masque de protection à lanières élastiques, 3 plis, anti buée est un dispositif de protection non stérile utilisable pour la protection des personnes.

Il est composé de trois couches de tissu non tissé. La barrette nasale épouse la forme du nez pour une meilleure étanchéité et reste bien positionnée lors du port.

Caractéristiques :

- Fabriqué suivant un procédé assurant protection et confort respiratoire.
- Haute capacité de filtration
- Polypropylène non tissé, élastique ronds sans latex, filtre sans fibre de verre
- Mode de maintien sur le visage : à l'aide de lanières extra-souples
- Hypoallergénique
- Antibuée
- Barrette nasale de 11 cm dans une gaine de protection,
- Dimension de la barrette : entre 120mm et 140mm (+/- 3mm)
- Dimensions plié : 175 x 95 mm (+/- 5 mm)
- Dimensions déplié : 175 x 175 mm (+/- 5 mm)
- Longueur des lanières : 400 mm (+/- 5 mm)
- Face externe et interne : grammage 20 g/m² (+/- 2 g/m²)
- Taille moyenne des particules filtrées : 3.0 microns (+/- 0.3 µm)
- Soudure par ultra-sons
- Masque à usage unique : temps de port conseillé : 5 heures maximum - masque à changer entre 2 actes

Colisage :

- 1000 pièces

Normes :

- Marquage CE selon Directive Européenne 93/42/CEE.



Destiné à éviter lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles :
par **voie de gouttelettes** : transmission par des gouttelettes de salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures ;
par **voie aérienne** transmission aéroportée par de fines particules de moins de 5 microns.

