

Masque FFP2 de protection respiratoire classé EPI (Equipement de protection individuelle)



Ce masque FFP2 de protection respiratoire, non stérile à usage unique est un masque (*couvrant le nez, la bouche et le menton*) sans valve à utiliser dans la prévention contre les maladies infectieuses à risque.

Durée d'utilisation : 8h maximum (en continu)

Conforme à la norme CE **EN 149:2001+A1:2009**

Fiche Technique :

- Masque FFP2 classé EPI (*Equipement de protection individuelle*) sans latex, sans valve, sans odeur.
- Barrette nasale en polypropylène et métal.
- Soudure par ultrasons sans PVC.
- Média-filtrant en polypropylène.
- Usage unique d'utilisation durée 8 heures en continu.
- Mode de maintien sur le visage : lanières extra-souples en élasthanne
- Hypoallergénique et antibuée

Applications :

- Utilisation en milieux hospitaliers où le personnel nécessite une protection contre l'inhalation d'agents infectieux à transmission aérienne ou à transmission par voie « gouttelettes » (*COVID-19*).

Colisage :

- 1000 pièces

Normes :

- Conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 149:2001+A1:2009



LHL Luxembourg SA • Société Anonyme au capital de 31000 €
22 avenue de la Liberté • BP 1057 • L - 1010 Luxembourg
Tél: +352 202 115 03 • Fax: +352 202 115 04
IBAN LU12 0030 4893 8049 0000 • BIC BGLULL • TVA LU25435986
RC Luxembourg B 168 528 • Autorisation d'Etablissement n°10026665/0