

Visière de Protection



- Visière de protection contre les projections (gouttelettes et éclaboussures.)
- Ecran facial avec ouverture de 90°.
- Surface interne et externe traitées contre la buée.
- Réglable par bande velcro
- Support frontal en mousse anallergique.

Caractéristiques :

Dispositif léger et anti buée
Conçu en polyester optique clair pour une visibilité maximum
Peut être portée avec des lunettes
Tour de tête en mousse avec élastique de maintien
Non stérile

Normes :

- Conforme à la norme EN 166



LHL Luxembourg SA • Société Anonyme au capital de 31000 €
22 avenue de la Liberté • BP 1057 • L - 1010 Luxembourg
Tél: +352 202 115 03 • Fax: +352 202 115 04
IBAN LU12 0030 4893 8049 0000 • BIC BGLULL • TVA LU25435986
RC Luxembourg B 168 528 • Autorisation d'Etablissement n°10026665/0